

Retina

Produktkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

Stellaris® Plattform	4
SeeLuma™ 3D-Mikroskop	6
Setup	8
Packs für Stellaris Elite™	16
Packs für Stellaris Elite™+	18
Basic Packs	20
Vitrektome für Stellaris Elite™	22
Packs und Vitrektome für Stellaris® PC	23
Standard Trokare	24
Trokare mit Ventilen	24
Einmal Vitrektomiellinsen	25
Sonstiges	25
Anteriores Setup	26
Viskoelastika	34
Illumination	38
Handgehaltene Lichtleiter	40
Chandeliers	40
Laser	42
Lasersonden	44
Sonstiges	45
Endotamponaden	48
Intraokulare Färbemittel	52
Einmalinstrumente	56
Pinzetten	61
Pinzetten / Scheren	62
Picks und Spatel / Scraper / Messer	63
Bipolarstifte	64
Backflush	65
Kanülen	66
Kanülen / Sonstiges	67
Über Bausch + Lomb	68
Index	70

Stellaris Elite™ - Ihre neue Partnerin im OP

Ob in der Kataraktchirurgie oder im vitreoretinalen Bereich – Stellaris Elite™ ist dafür entwickelt worden, höchste Leistungsfähigkeit zu bieten. Sowohl die Ausführung als reines Phakogerät als auch das kombinierte System überzeugen mit innovativen Features, die Patientensicherheit, effiziente Abläufe und die optimale Unterstützung Ihrer individuellen OP-Technik in den Mittelpunkt stellen..

Entwickelt für die Zukunft

Stellaris Elite™ ist das Resultat der langjährigen Geräteexpertise von Bausch + Lomb und überzeugt mit Technologien, die nicht nur heutigen Anforderungen entsprechen, sondern für die Zukunft bereit sind. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit der Stellaris® Plattform sowie die Expertise unserer Mitarbeiter. Gemäß unserem Leitsatz „See Better. Live Better“ verpflichten wir uns zu höchsten Qualitäts- und Servicestandards, um für Sie und Ihre Patienten beste Resultate zu erzielen.



Stellaris Elite™
Vision Enhancement System

Posterior Adaptive Fluidics™

Durch proaktives Anpassen des Infusionsdrucks in Reaktion auf Vakuumadjustierungen des Chirurgen, reduziert Adaptive Fluidics™ IOD-Schwankungen für verbesserte Effizienz, egal ob bei einer Core-Vitrektomie oder bei der Entfernung von Flüssigkeit oberhalb der Netzhaut.

Vielseitige Cutting-Optionen

Vitrektomie in 23G bis 27G:
Sie haben die Wahl zwischen konventionellen Cuttern mit 7.500cpm, Bi-Blade® Cuttern mit einer effektiven Schneidrate von bis zu 15.000 cpm und Bi-Blade+™ Cuttern mit bis zu 25.000 cpm.

Umfassende Möglichkeiten der Visualisierung

Vielfältige Kombinationen von Lichtquellen, Lichtleitern und Lichtfiltertechnologien.

Vollständiges Portfolio an High-Performance Lasersonden

Gerade, gebogen, direktional, illuminierend oder aspirierend.

Effiziente Katarakt-Entfernung

Exzellente Vorderkammerstabilität durch selbstregulierende Infusionssteuerung Adaptive Fluidics™. Mehr Effizienz ohne Wärmeentwicklung durch Attune® Energiemanagement.





JETZT QR-CODE SCANNEN

Weitere Informationen und Inhalte finden Sie auf der Stellaris Elite™ Produktwebsite. Neben begleitenden wissenschaftlichen Beiträgen finden Sie dort Erfahrungsberichte sowie weiterführende Produktvideos zum Equipment-Portfolio von Bausch + Lomb.

- Stellaris Elite™: Kombiniertes System (mit Laser)**
BL15455
SE15565 (Stellaris Elite™+)**

Stellaris Elite™: Kombiniertes System (ohne Laser)
BL14455
SE14565 (Stellaris Elite™+)**

Stellaris Elite™: Anteriores System
BL11145

Fußschalter Stellaris Elite™*
BL2394

Fußschalter Stellaris® PC*
BL2295

- Fußschalterbatterie***
100027051

Wandladegerät für Fußschalter*
BL4391

Fußschalter Ladestation*
BL4393

Netzkabel für Fußschalter*
BL4394

Laserschutzbrille
BL3235


Laserschutzkappe*
018028041

Stellaris Elite™ Zero Level Bottle Hanger - Dual Bottle
BL4363



=1

Stellaris® Mayo Tray Adapter
BL4364



=1

Bausch + Lomb ONE™ Einweg-Phakohandstück

SUH3118
mit vormontierter MICST™ Phakonadel
BL3318S und Sleeve BL3118.



=6



SUH5501
mit vormontierter Standard Phakonadel
DP8230S und Sleeve DP5501.



=6



Beide Artikel benötigen den wiederverwendbaren Ultraschall-Transducer US3170.

Stellaris® Phakohandstück
BL3170



=1

Stellaris® Fragmentationshandstück
BL3270



=1

Stellaris® Fragmentationsnadel 15°

20G BL5275



=6

Stellaris® Fragmentationsnadel 30°

23G BL5277



=6

BALANCED SALT SOLUTION

500 ml Plastikflasche
BSS-10PK



=10

500 ml Glasflasche
AQ500G



=12

* Über technischen Service bestellbar ** kompatibel mit Bi-Blade™+



SeeLuma™ verspricht einen echten Durchbruch in der Augenchirurgie. Die innovative digitale 3D-Technologie setzt neue Maßstäbe hinsichtlich der chirurgischen Präzision und hilft dem Chirurgen, für seine Patienten optimale Ergebnisse zu erzielen.

Das weltweit erste digitale Binokular, eine intuitive Benutzeroberfläche und ein Design mit direkt einsehbarem Monitor, bei dem Chirurgen ihren Kopf nicht drehen müssen, machen SeeLuma™ zu einem echten Game-Changer in der Augenchirurgie.

SeeLuma™ wurde entwickelt, um selbst überaus komplexe Eingriffe durch eine völlig neue Visualisierungsqualität zu erleichtern.

Bei der Entwicklung von SeeLuma™ ging es uns vor allem um eines: Ihre Sicht radikal zu verändern.

Digitales Binokular

Verwenden Sie das voll digitale Mikroskop wie ein analoges Mikroskop – mit den zusätzlichen Vorteilen eines 3D-Systems.

Adaptive Glaukom-Fokussierung

Dank eines separaten Arms muss das Binokular beim Neigen des Mikroskops nicht verstellt werden. Das flexible Gelenk ermöglicht ein intuitives Fokussieren bei MIGS-Eingriffen.

Assist Mode


Fügen Sie Anmerkungen und weitere Informationen zu Eingriffen im Chirurgen-Cockpit ein.

Optimierte Ergonomie

Die Head-Up Display Funktion und das digitale Binokular wurden speziell für eine optimale Körperhaltung integriert.

Intuitive Benutzeroberfläche

Über das Bildschirmmenü, das zahlreiche Konfigurationsoptionen bietet, kann der Chirurg das Gerät direkt steuern.



Digitales Binokular

Gute Erkennbarkeit von relevanten Strukturen

Adaptive Glaukom-Fokussierung

Für einen effizienten MIGS-Arbeitsablauf

Verbesserte Ergonomie

Für einen gesunden Rücken

Artikelnummer:
V12200-01

Das digitale Binokular bleibt selbst beim Neigen des Mikroskopkopfes in einer ergonomischen Position, wie beispielsweise bei der Glaukomchirurgie.



Kompatibilität mit BIOM 5 gestattet hohe Bildschärfe mit weitem Sichtwinkel. Das BIOM 5 lässt sich vollständig über den Fußschalter des Mikroskops steuern.

Digitale Filter

Gute Erkennbarkeit von relevanten Strukturen

Assist Mode

Live-Anmerkungen für Trainingszwecke

JETZT QR-CODE SCANNEN


Weitere Informationen und Inhalte finden Sie auf den SeeLuma™ Produktwebseiten



SCAN MICH
Zum Produktkatalog



SCAN MICH
Zur Produkthomepage



Setup



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 23 Gauge Portfolio

ZUBEHÖR

ESA Trokar-Set mit Ventilen
23G BL5281



Direktionale Lasersonde, ausfahrbare Laserfaser
Synergetics®



Endgreifende Pinzette
23G 65023S-12



VISUALISIERUNG

Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)

23G BL5823D



BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel

DYE300



Chandelier mit Schieberegler

23G BL5234
+ Einzeltrokar mit Ventil BL5283

23G 55.26.23E



BLutein™ Double Lutein Blue Färbemittel

DYE500



EQUIPMENT


Kombiniert - Bi-Blade®
23G SE5523WVB



Bestandteile:

- A Bi-Blade® Vitrektomie Cutter
- B Weitwinkellichtleiter
- C Trokarsystem mit Ventilen
- D Sklera-Verschluss-Stopfen

- E Testkammer
- F MICS™ Sleeves (1,8)
- G Nadelschlüssel



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set von sterilen Einweginstrumenten, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 56 bis 67.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu



SCAN MICH

23G



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 23 Gauge Portfolio

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche BSS-10PK



500ml Glasflasche AQ500G

VISKOELASTIKA

EYEFILL HD EYEFILL-HD-WST



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 36 bis 37.

PFCL-, GAS- UND SILIKONÖL-TAMPONADEN

Dk-line® 7 ml VRL110 PFCL



STERILE

Pure-line® 50 ml VRG300 SF6-Gas



STERILE

Oxane® 5700, 10 ml Spritze VRL600 Silikonöl



STERILE

Eine Übersicht unserer Tamponaden finden Sie auf Seite 50 bis 51.

Universal viscous fluid control pack

BL7600

STERILE

Bestandteile:

- A 10 ml Spritze
- B Spritzenkolben
- C schwarzer Kolben
- D Spritzenkappe
- E Schlauchset mit Spritzenkupplung

- F weiblich-weiblich Adapter für Schlauchset (für DORC EVA® und Alcon Constellation®)
- G 23G VFI Kanüle
- H 25G VFI Kanüle
- I Extraktionskanüle



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich Ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen Ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 25 Gauge Portfolio

ZUBEHÖR

ESA Trokar-Set mit Ventilen
25G BL5282



Direktionale Lasersonde,
ausfahrbarer Schaft
Synergetics®
25G 55.26.25



Endgreifende Pinzette
25G 65025S-12



VISUALISIERUNG

Weitwinkellichtleiter, Diffusion
(135°)
25G BL5825D



BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper
Färbemittel
DYE300



Chandelier mit Schieberegler
25G BL5235
+ Einzeltrokar mit Ventil BL5285



BLutein™ Double Lutein Blue
Färbemittel
DYE500



EQUIPMENT


Kombiniert - Bi-Blade®
25G SE5525WVB



Bestandteile:

- A Bi-Blade® Vitrektomie Cutter
- B Weitwinkellichtleiter
- C Trokarsystem mit Ventilen
- D Sklera-Verschluss-Stopfen

- E Testkammer
- F MICS™ Sleeves (1,8)
- G Nadelschlüssel



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set
im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten
können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend
aus einem kompletten Set von sterilen Einweginstrumenten,
entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik,
selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie
auf Seite 56 bis 67.



Scannen Sie den
QR-Code und konfigurieren
Sie Ihr individuelles
Per Procedure Tray auf
www.storzeye.eu



SCAN MICH

25G



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 25 Gauge Portfolio

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche
BSS-10PK



500ml Glasflasche
AQ500G

VISKOELASTIKA

EYEFILL HD
EYEFILL-HD-WST



Eine Übersicht unserer Färbemittel
finden Sie auf Seite 36 bis 37.

PFCL-, GAS- UND SILIKONÖL-TAMPONADEN

Dk-line®
7 ml
VRL110
PFCL



Pure-line®
50 ml
VRG300
SF6-Gas



Oxane® 5700,
10 ml Spritze
VRL600
Silikonöl



Eine Übersicht unserer Tamponaden finden Sie auf Seite 50 bis 51.

Universal viscous fluid control pack

BL7600



Bestandteile:

- A 10 ml Spritze
- B Spritzenkolben
- C schwarzer Kolben
- D Spritzenkappe
- E Schlauchset mit
Spritzenkupplung

- F weiblich-weiblich Adapter für Schlauchset
(für DORC EVA® und Alcon Constellation®)
- G 23G VFI Kanüle
- H 25G VFI Kanüle
- I Extraktionskanüle



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher
oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich
Ihr persönliches Custom Pack nach Ihren
individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen Ihre optimale
Set-Konfiguration zu finden.
Sprechen Sie uns gerne auf unsere
Custom Pack Möglichkeiten an.



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 27 Gauge Portfolio

ZUBEHÖR

ESA Trokar-Set mit Ventilen
27G BL5240



Direktionale Lasersonde, ausfahrbarer Schaft
Synergetics®
27G 55.26.27



Endgreifende Pinzette
27G SU13-12



VISUALISIERUNG

Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)
27G BL5827D



Vivid Chandelier – Stellaris®
27G BL5237S



BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel
DYE300



BLutein™ Double Lutein Blue Färbemittel
DYE500



EQUIPMENT


Kombiniert - Bi-Blade®
27G SE5527WVB



Bestandteile:

- A Bi-Blade® Vitrektomie Cutter
- B Weitwinkellichtleiter
- C Trokarsystem mit Ventilen
- D Sklera-Verschluss-Stopfen

- E Testkammer
- F MICS™ Sleeves (1,8)
- G Nadelschlüssel



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set von sterilen Einweginstrumenten, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 56 bis 67.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu



SCANN MICH

27G



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - 27 Gauge Portfolio

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche
BSS-10PK



500ml Glasflasche
AQ500G

VISKOELASTIKA

EYEFILL HD
EYEFILL-HD-WST



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 36 bis 37.

PFCL-, GAS- UND SILIKONÖL-TAMPONADEN

Dk-line®
7 ml
VRL110
PFCL



Pure-line®
50 ml
VRG300
SF6-Gas



Oxane® 1300
10 ml Spritze
VRL500
Silikonöl



Eine Übersicht unserer Tamponaden finden Sie auf Seite 50 bis 51.

Universal viscous fluid control pack


BL7600



Bestandteile:

- A 10 ml Spritze
- B Spritzenkolben
- C schwarzer Kolben
- D Spritzenkappe
- E Schlauchset mit Spritzenkupplung

- F weiblich-weiblich Adapter für Schlauchset (für DORC EVA® und Alcon Constellation®)
- G 23G VFI Kanüle
- H 25G VFI Kanüle
- I Extraktionskanüle



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich Ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen Ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.




PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

PACKS FÜR POSTERIORE EINGRIFFE

Posterior - Single Blade

- 23G SE5423WV
- 25G SE5425WV



- Bestandteile:
- A Single Blade Vitrektomie Cutter
 - B Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen

Posterior - Bi-Blade®

- 23G SE5423MVB / SE5423WVB
- 25G SE5425MVB / SE5425WVB
- 27G SE5427MVB / SE5427WVB



- Bestandteile:
- A Bi-Blade® Vitrektomie Cutter
 - B Midfield- bzw. Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen



Erklärvideo zum Anschluss von Posterioren Packs an Stellaris Elite™



SCAN MICH

Alle auf den Seiten 16 bis 19 genannten Packs kommen mit den folgenden Artikeln:


- 1 Kassette mit AFI-Einheit (Kombinierte Packs)
- 2 Kassette mit AFI-Einheit (Posteriore Packs)
- 3 zweiter Aspirationsschlauch
- 4 Irrigationsschlauch
- 5 Abdeckungen für Mayo Tray, Bildschirm und Fernbedienung
- 6 Verschlussstopfen für Kassette
- 7 Testschale
- 8 männlicher Luer-Adapter
- 9 Nadeleinheit zum Vorstechen
- 10 Dreiwegehahn

PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

PACKS FÜR KOMBINIerte EINGRIFFE


Kombiniert - Single Blade

- 23G SE5523MV / SE5523WV
- 25G SE5525MV / SE5525WV



- Bestandteile:
- A Single Blade Vitrektomie Cutter
 - B Midfield- bzw. Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen

- E Testkammer
- F MICS™ Sleeves (1,8)
- G Nadelschlüssel



Kombiniert - Bi-Blade®

- 23G SE5523MVB / SE5523WVB
- 25G SE5525MVB / SE5525WVB
- 27G SE5527MVB / SE5527WVB




- Bestandteile:
- A Bi-Blade® Vitrektomie Cutter
 - B Midfield- bzw. Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen
 - E Testkammer
 - F MICS™ Sleeves (1,8)
 - G Nadelschlüssel

Erklärvideo zum Anschluss von Kombinierten Packs an Stellaris Elite™



SCAN MICH



PACKS FÜR STELLARIS ELITE™+

KONTROLLE


Bi-Blade™ optimiert die Ergonomie und die Umgebungskontrolle.¹

- Bei einer maximalen Schnittgeschwindigkeit von 25.000cpm weist Bi-Blade™+ eine um 62 % geringere Vibration des Vitrektoms im Vergleich zu Bi-Blade® auf und bietet dem Chirurgen somit eine verbesserte Ergonomie und mehr Komfort für eine stabile Operationserfahrung*¹
- Durch die Ergänzung von Adaptive Fluidics™, kam es zu einer signifikanten Verbesserung des Kammerinnendrucks in einem Bereich, der näher am physiologischen Augeninnendruck (IOD: 10 – 20 mmHg) liegt, selbst bei einem hohen Vakuum-Level.¹



VORHERSEHBARE FLUIDIK & FLOW-STABILITÄT

Bi-Blade™ und Adaptive Fluidics™ unterstützen IOD-Stabilität.¹



- Reduzierte Vibration für reduzierten "Sphere of Influence" und Netzhauttraktion (siehe u.s. Abbildung).¹
- Kontinuierliche Aspiration sorgt für eine verbesserte Stabilität des potenziellen Augeninnendrucks (IOD), selbst bei hohem Vakuum-Level.¹
- Eine durchschnittliche Reduzierung des Infusionsdrucks um 62 % mit Adaptive Fluidics™ im Vergleich zu Operationen, bei denen Adaptive Fluidics™, nicht zum Einsatz kam.¹



konventionelle Vitrektomie-Cutter



Bi-Blade™ Vitrektomie-Cutter



Bi-Blade™+ Vitrektomie-Cutter

* Durchschnittlicher Infusionsdruck bei Verwendung von Posterior Adaptive Fluidics™
¹. R&D report 128006001: Bi-Blade+ action characterization, sphere of influence, pulsatile flow, and traction_15/01/2025

PACKS FÜR STELLARIS ELITE™+


PACKS FÜR POSTERIORE EINGRIFFE

Posterior – Bi-Blade™+

- 23G SE5423WBB+
- 25G SE5425WBB+
- 27G SE5427WBB+



- Bestandteile:
- A Bi-Blade™+ Vitrektomie Cutter
 - B Midfield- bzw. Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen




PACKS FÜR KOMBINIerte EINGRIFFE

Kombiniert – Bi-Blade™+

- 23G SE5523WBB+
- 25G SE5525WBB+
- 27G SE5527WBB+



- Bestandteile:
- A Bi-Blade™+ Vitrektomie Cutter
 - B Midfield- bzw. Weitwinkellichtleiter
 - C Trokarsystem mit Ventilen
 - D Sklera-Verschluss-Stopfen
 - E Testkammer
 - F MICSTM Sleeves (1,8)
 - G Nadelschlüssel



Eine Übersicht der Zusatz-Komponenten in den Stellaris Elite™+ Packs finden Sie auf den Seiten 16 bis 17.

Entwickelt für
Stellaris Elite™+
Vision Enhancement System

Bi-Blade™ ist ausschließlich mit unserer neuesten Plattform Stellaris Elite™+ kompatibel.

Informationen zum Upgrade Ihres bestehenden Systems auf Stellaris Elite™+ erhalten Sie bei Ihrem lokalen Bausch + Lomb Ansprechpartner.




BASIC PACKS

Basic Packs ermöglichen Ihnen größte Flexibilität bei der OP Planung

- Kompatibel mit allen Stellaris® Kombigeräten
- Unabhängig von Gaugegrößen
- Frei kombinierbar mit allen Produkten aus dem Bausch + Lomb Portfolio

Kombiniertes Basic Pack / AFI
BL5500

- Bestandteile:
- 1 Sammelbehälter mit AFI-Einheit
 - 2 zweiter Aspirationsschlauch
 - 3 Testschale
 - 4 Abdeckungen für Mayo Tray, Bildschirm und Fernbedienung
 - 5 Dreiwegehahn
 - 6 Verschlussstopfen für Sammelbehälter
 - 7 männlicher Luer-Adapter
 - 8 MICS™ Sleeves (1,8)
 - 9 Nadelschlüssel
 - 10 Testkammer
 - 11 Nadeleinheit zum Vorstechen



Kombiniertes Basic Pack / Schwerkraftinfusion
BL5300

- Bestandteile:
- 1 Sammelbehälter
 - 2 zweiter Aspirationsschlauch
 - 3 Testschale
 - 4 Abdeckungen für Mayo Tray, Bildschirm und Fernbedienung
 - 5 Dreiwegehahn
 - 6 Verschlussstopfen für Sammelbehälter
 - 7 männlicher Luer-Adapter
 - 8 MICS™ Sleeves (1,8)
 - 9 Nadelschlüssel
 - 10 Testkammer



VITREKTOME FÜR STELLARIS ELITE™

Stellaris Elite™ Vitrektomie Cutter

- 23G SE5623
- 25G SE5625



Stellaris Elite™ Bi-Blade® Vitrektomie Cutter

- 23G SE5623B
- 25G SE5625B
- 27G SE5627B



DAZU PASSEND

Grifferweiterung für Vitrektome

BL3394



PACKS UND VITREKTOME FÜR STELLARIS® PC

Posteriore Packs

23G BL5423WVX
25G BL5425WVX



Bestandteile:
Single Blade Vitrektomie Cutter, Weitwinkellichtleiter, Trokarsystem mit Ventilen, Sklerale Plomben, zweiter Aspirationsschlauch, Irrigationsschlauch, Abdeckungen für Mayo Tray, Bildschirm und Fernbedienung , Verschlussstopfen für Sammelbehälter, Testschale, männlicher Luer-Adapter, Nadeleinheit zum Vorstechen, Dreivegehahn, Sammelbehälter mit AFI-Einheit

Kombinierte Packs

23G BL5523WVX
25G BL5525WVX



Bestandteile:
Single Blade Vitrektomie Cutter, Weitwinkellichtleiter, Trokarsystem mit Ventilen, Sklerale Plomben, zweiter Aspirationsschlauch, Irrigationsschlauch, Abdeckungen für Mayo Tray, Bildschirm und Fernbedienung , Verschlussstopfen für Sammelbehälter, Testschale, männlicher Luer-Adapter, 2 Sleeves (1,8), Nadelschlüssel, Testkammer, Nadeleinheit zum Vorstechen, Dreivegehahn, Sammelbehälter mit AFI-Einheit

Basic Packs

BL5300
BL5500



Posteriore und kombinierte Packs mit oder ohne AFI, welche ausschließlich größenunabhängige Packkomponenten enthalten.
Die genaue Auflistung der jeweiligen Bestandteile finden Sie auf der Seite 16.

VITREKTOME FÜR STELLARIS® PC

Stellaris® Vitrektomie Cutter 2.0

23G BL5623S
25G BL5625S



STANDARD TROKARE / TROKARE MIT VENTILEN

Stealth Trokar-Set mit Ventilen
Synergetics®

23G 58.23STHV
25G 58.25STHV



ESA Trokar-Set mit Ventilen

23G BL5281
25G BL5282
27G BL5240



Einzeltrokar mit Ventilen

23G BL5283
25G BL5285
27G BL5241



EINMAL VITREKTOMIELINSEN

- Plan**
VFD10
- Standardlinse zur Ansicht des Hinterabschnitts
 - Sichtfeld: 36°
 - Vergrößerung: 1,0x
 - Hersteller: Volk



- Bikonkav**
VBCD10
- für Flüssigkeits-Luft-Austausch
 - Sichtfeld: 25°
 - Vergrößerung: 0,8x
 - Hersteller: Volk



- Vergrößernd**
VMD10
- vergrößerte Darstellung der Netzhautpathologie
 - Sichtfeld: 30°
 - Vergrößerung: 1,5x
 - Hersteller: Volk



- 30° Prisma**
V30PD10
- Betrachtung der Peripherie
 - Sichtfeld: 33° (offset 30°)
 - Vergrößerung: 1,0x
 - Hersteller: Volk



- Weitwinkel**
VWFD10
- für weiteres Sichtfeld
 - Sichtfeld: 48°
 - Vergrößerung: 0,5x
 - Hersteller: Volk



- Awh nahtloser Linsenring**
41.00
- zur Stabilisierung von Vitrektomielinsen
 - 3 Größen / Pack



SONSTIGES

- Iris Retraktoren, 2 pro Box**
40.02-2
- 5 Retraktoren pro Set



- Iris Retraktoren, 6 pro Box**
40.02-6
- 5 Retraktoren pro Set



- Dual Infusion Kit**
BL5280
- Bestandteile:**
- Dreiwegehahn
 - Infusionsschlauch



Erklärvideo zum Anschluss
des Dual Infusion Kit
an Stellaris Elite™



- Kapselspannring**
- 11 mm **AC001102-PL**
 - 12 mm **AC001202-PL**
 - 13 mm **AC001302-PL**
 - 14 mm **AC001402-PL**



- Preloaded
- 4 verschiedene Durchmesser



Hersteller: AJL OPHTHALMIC, S.A., Parque Tecnológico de Álava. Ferdinand Zeppelin, 1, 01510 Miñano-Álava-Spain

Setup Anterior



ANTERIORES SETUP

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
BL5110

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C

Bildschirmabdeckung
- D


Abdeckung für Fernbedienung
- E

2 Sleeves (2,6)
- F

Verschlussstopfen
- G

Testkammer
- H

Nadelschlüssel



Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack
BL5111

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Sleeve (2,6)
- C

Verschlussstopfen
- D

Testkammer
- E

Nadelschlüssel



Stellaris® StableChamber™ Phako Pack
BL5112

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C

Bildschirmabdeckung
- D

Abdeckung für Fernbedienung
- E


2 Sleeves (2,6)
- F

Verschlussstopfen
- G

Testkammer
- H

Nadelschlüssel
- I

Stable Chamber



BAUSCH + LOMB ONE™ EINWEG-PHAKOHANDSTÜCK

Das erste sterile Einweg-Phakohandstück exklusiv für Stellaris Elite™ – entwickelt für höchste Ansprüche in der Kataraktchirurgie. Vormontiert mit Phakonadel und Sleeve für nahtlose OP-Abläufe, maximale Hygiene und konsistente Qualität bei jedem Eingriff.

SUH3118
mit vormontierter MICST™ Phakonadel
BL3318S und Sleeve BL3118.

SUH5501
mit vormontierter Standard Phakonadel
DP8230S und Sleeve DP5501.



Jetzt ansehen:
Bausch + Lomb ONE™
in Aktion



SCAN MICH

Beide Artikel benötigen den wiederverwendbaren Ultraschall-Transducer US3170.

ANTERIORES SETUP

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
mit MICST™ Nadel, gerade
BL5114

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C

Bildschirmabdeckung
- D

Abdeckung für Fernbedienung
- E


MICST™ Sleeves (1,8)
- F

Verschlussstopfen
- G

Testkammer
- H

Nadelschlüssel
- I

MICST™ Nadel, gerade



Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
mit MICST™ Nadel, angewinkelt
BL5114A

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C


Bildschirmabdeckung
- D

Abdeckung für Fernbedienung
- E

MICST™ Sleeves (1,8)
- F

Verschlussstopfen
- G

Testkammer



Stellaris® Basic Phako Pack
BLV3220000

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C


Bildschirmabdeckung

- D

2 Sleeves (2,2)
- E

Verschlussstopfen
- F

Testkammer



Stellaris® StableChamber™ Phako
Pack mit MICST™ Nadel, gerade
BL5113

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C

Bildschirmabdeckung
- D

Abdeckung für Fernbedienung
- E

2 MICST™ Sleeves (1,8)
- F


Verschlussstopfen
- G

Testkammer
- H

Nadelschlüssel
- I

Stable Chamber
- J

MICST™ Nadel, gerade



Stellaris® StableChamber™ Phako
Pack mit MICST™ Nadel, angewinkelt
BL5113A

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter und I/A Set
- B

Mayo Tray Abdeckung
- C

Bildschirmabdeckung
- D

Abdeckung für Fernbedienung
- E

2 MICST™ Sleeves (1,8)
- F


Verschlussstopfen
- G

Testkammer
- H

Nadelschlüssel
- I

Stable Chamber
- J

MICST™ Nadel, angewinkelt



ANTERIORES SETUP

Adaptive Fluidics™ Premium Pack
BL5115-1

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux & StableChamber®
- B

Nadelschlüssel
- C

2 Sleeves (2,4)
- D

Verschlussstopfen
- E

Testkammer
- F


Nadeleinheit zum Vorstechen
- G

Mayo Tray Abdeckung
- H

Bildschirmabdeckung
- I

Abdeckung für die Fernbedienung
- J

MICS™ Nadel 2,0



Adaptive Fluidics™ Standard Pack
BL5115-2

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux
- B

Nadelschlüssel
- C

2 Sleeves (2,4)
- D

Verschlussstopfen
- E

Testkammer
- F


Nadeleinheit zum Vorstechen
- G

Mayo Tray Abdeckung
- H

Bildschirmabdeckung
- I

Abdeckung für die Fernbedienung
- J

MICS™ Nadel 2,0



Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Packs
BL5115-3

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux & StableChamber®
- B

Nadelschlüssel
- C

2 MICS™ Sleeves (1,8)
- D

Verschlussstopfen
- E

Testkammer
- F


Nadeleinheit zum Vorstechen
- G

Mayo Tray Abdeckung
- H

Bildschirmabdeckung
- I

Abdeckung für die Fernbedienung
- J

MICS™ Nadel 2,0



Adaptive Fluidics™ Basic Pack
BL5115-4

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter, standard Schlauchsystem
- B

Nadelschlüssel
- C

2 MICS™ Sleeves (1,8)
- D

Verschlussstopfen
- E


Testkammer
- F

Nadeleinheit zum Vorstechen
- G

Mayo Tray Abdeckung
- H

Bildschirmabdeckung
- I

Abdeckung für die Fernbedienung



ANTERIORES SETUP

ANTERIORE VITREKTOMIE

Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior / Stellaris® PC)

- 20G

BL5612
- 23G

BL5623S
- 25G

BL5625S



25G Cutter benötigen männlich - männlich Luer-Adapter aus dem Adapter Kit BL3190



Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)

- 23G

SE5623 / SE5623AV
- 23G

SE5623AVBB+ (Bi-Blade™+)
- 25G

SE5625



Adapter Kit für die anteriore Vitrektomie

BL3190


Bestandteile:

- A

Infusionskanüle
- B

Männlich - männlich Luer-Adapter
- C

Adapterschlauch (benötigt für Sellaris® PC)



Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

- 20G

SE5620AV

Bestandteile:

- 20G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem
- 22G Irrigations Handstück (85806ST)
- Koaxiales Infusionsleeve- und Schlauchset



Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

- 23G

SE5623AV

Bestandteile:

- 23G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem
- 22G Irrigations Handstück (85807ST)



ANTERIORES SETUP

STANDALONE SLEEVES

1,8 mm Sleeves

BL3118



2,2 mm Sleeves

DP5531



2,4 mm Sleeves

BL3124S



2,6 mm Sleeves

DP5501

inkl. Testkammer



ANTERIORES SETUP

PHAKONADELN FÜR MICS™ OPs

MICS™ Nadel 1,8

BL3318S



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 1,8
30° angewinkelt

BL3318AS



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 2,0

BL3420S



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 2,0
30° angewinkelt

BL3420AS



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

STANDARD PHAKONADELN

Thin Tip Nadel 30°

DP8430S



EIG: 2,5-2,65 mm AD: 0,90 mm ID: 0,67 mm

Microflow Nadel 30°

DP8730S



EIG: 2,2 mm AD: 0,90 mm ID: 0,70-0,50 mm

Microflow Nadel 30°

DP8230S



EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm

Microflow Nadel 45°

DP8245S



EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm



Microflow Plus Nadel 30°

DP8330S



EIG: 2,75-2,85 mm AD: 1,17 mm ID: 0,98-0,61 mm

Viskoelastika



	EYEFILL® S.C.	EYEFILL® C.	EYEFILL® M.B.	Amvisc®	Amvisc® Plus
					
Art. Nr.	EYEFILL-SC	EYEFILL-C-WST	EYEFILL-M	59081L	60081L
	hoch kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv dispersiv
Zusammensetzung	2 % HA	1.4 % HA	MEGA I: 1.8 % HA + BIO II: 1.4 % HA	1.2 % HA	1.6 % HA
Rohmaterial	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation
Molekulargewicht (Da)	3.2 – 3.5 Mio	3.2 – 3.5 Mio	3.2 – 3.5 Mio	1 – 2,9 Mio	1 – 2,9 Mio
Viskosität mPa.s bei 0,1 s-1	400.000	120.000	MEGA I: 100.000 BIO II: 80.000	40.000	55.000
Lagerung	Raumtemperatur	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C
pH	6,8 – 7,6				
Volumen	0,9 ml	1,0 ml	MEGA I: 0,55 ml BIO II: 0,8 ml	0,8 ml	0,8 ml
Indikation	Perfekter Erhalt und Stabilität der Vorderkammer und des Kapselsacks Indiziert bei flacher Vorderkammer und Irisprolaps Sehr einfach zu aspirieren	Indiziert für Standard Katarakt OPs Guter Schutz intra- okulärer Gewebe Einfach zu entfernen	Vorderkammererhalt mit Endothelzellenschutz während der OP Für die Anwendung der Soft Shell Technique Guter Verbleib in der Vorderkammer und dem Kapselsack	Indiziert für Standard Katarakt OPs Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben	Besonders für MICS-Techniken geeignet Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben
Kanüle	25G / 35°			27G	

EYEFILL® H.D	OcuCoat®
	
EYEFILL-HD-WST	CC050S / CC100SL
dispersiv	dispersiv
2 % HPMC	2 % HPMC
Pflanzlich	Pflanzlich
86.000	80.000
3.200	4.000
Raumtemperatur	Raumtemperatur
6,8 – 7,6	
2,5 ml	1,0 ml / 2,0 ml
Exzellenter Endothel Schutz Idealer Hilfsstoff für Funduskopie und Gonioskopie	Erhaltung einer tiefen Kammer während der Vorderkammerchirurgie Ermöglicht effiziente Manipulation Geringere Traumawirkung
23G / 45°	25G

Illumination



HANDGEHALTENE LICHTLEITER

Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC

57.40



Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)

- 23G BL5823D
- 25G BL5825D
- 27G BL5827D



Weitwinkellichtleiter, abgeschirmte Corona (135°) – Synergetics®

25G 56.12.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Weitwinkellichtleiter (115°)

- 23G BL5823
- 25G BL5825



Lichtleiter Midfield (90°) – Synergetics®

25G 56.22.25P*

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Lichtleiter Midfield (90°)

- 23G BL5823M
- 25G BL5825M
- 27G BL5827M



Fokaler Lichtleiter (65°) – Synergetics®

25G 56.02.25PS*

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC



Fokaler Lichtleiter (50°)

- 23G BL5723
- 25G BL5725



CHANDELIERS

Chandelier mit illuminiertes Infusion, Standard – Synergetics®

- 23G 56.30.23P
- 25G 56.30.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Chandelier mit illuminiertes Infusion, High-Flow – Synergetics®

25G 56.34.25P*

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Chandelier mit Schieberegler

23G BL5234

+ Einzeltrokar mit Ventil BL5283

25G BL5235

+ Einzeltrokar mit Ventil BL5285



Vivid Chandelier – Stellaris®

25G BL5235S



Awh Vivid - Synergetics® – Synergetics®

25G 56.54.25P


+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Awh – Synergetics®

25G 56.50.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Oshima Vivid – Synergetics®

27G 56.54.27P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Vivid Chandelier – Stellaris®

27G BL5237S



Oshima Dual – Synergetics®

29G 56.50.29P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Laser



LASERSONDEN

GERADE

Standard Lasersonden

- 23G BL5293
- 25G BL5295



Standard Lasersonde, gerade
Synergetics®

- 23G 55.21.23
- 25G 55.21.25S*
- 27G 55.21.27*



GEBOGEN

Gebogene Standard Lasersonde

- 23G BL5293C
- 25G BL5295C



Gebogene Lasersonde, flexibel konisch
Synergetics®

- 23G 55.25.23
- 25G 55.25.25



Gebogene Lasersonde, TruCurve
Synergetics®

- 23G 55.23.23
- 25G 55.23.25
- 27G 55.23.27*



LASERSONDEN

DIREKTIONAL

Direktionale Lasersonde, ausfahrbarer Schaft
Synergetics®

- 23G 55.26.23
- 25G 55.26.25
- 27G 55.26.27



Direktionale Lasersonde, ausfahrbare Laserfaser
Synergetics®

- 23G 55.26.23E
- 25G 55.26.25E



Direktionale Lasersonde, invers und ausfahrbar
Synergetics®

- 23G 55.36.23E
- 25G 55.36.25E



SCAN MICH

Erklärvideo zum Anschluss
von Laser-Equipment
an Stellaris Elite™

LASERSONDEN

ILLUMINIEREND

Illuminierende direktionale Lasersonde, Directional™
Synergetics®

23G 55.47.23P
25G 55.47.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Illuminierende Lasersonde

23G BL5293L
25G BL5295L



Illuminierende Lasersonde, ausgefahren
Synergetics®

23G 55.62.23P*
25G 55.62.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



Gebogene illuminierende Lasersonde

23G BL5293LC
25G BL5295LC



Gebogene illuminierende Lasersonde, flexibel konisch
Synergetics®

23G 55.70.23P
25G 55.70.25P

+ Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC 57.40



SONSTIGES

Laser Upgrade Kit
BL2272



- Lasermodul
- Laserhalterung
- E-Stopp und Verkabelung
- Schlüsselschalter und Verkabelung
- Ersatzabdeckung für die Laserschublade
- Stromeinspeisungsmodul für den Laser
- Anteriores Modul mit Laserunterstützung
- Verkabelung für Stromeinspeisungsmodul zu Laser
- Optisches Laser-Verbindungskabel
- CAN und Netzverkabelung
- Software Upgrade Kit
- Laserschutzbrille

Laserschutzbrille
BL3235



Fixierter Filter ESF Zeiss
532 nm



BL3236

2-Positionen Filter ESF Zeiss
532 nm



BL3240

2-Positionen Filter ESF Wild
532 nm



BL3241

Fixierter Filter 4-Kanal ESF Leica
532 nm



BL3247*

Fußschalter Stellaris Elite™
BL2394



Set an Interlock Bypass Konnektoren
BL3244



- Mikroskopfilter Schlüsselschalter
- Mikroskopfilter Konnektor
- Laser Behandlungsraum Interlock Konnektor

Illuminationsadapter
für Stellaris Elite™/Stellaris PC



57.40



Fixierter Filter ESF Wild
532 nm



BL3237*

Adapterkabel Mikroskopfilter
BL3242



Laser LIO + Birne
BL3246



Laser AN / AUS Schlüssel (1 Set)
BL3234



Endo- tamponaden



PFCL-, GAS- UND SILIKONÖL-TAMPONADEN

PFCL

Dk-line® 5 ml

VRL100



 = 1

STERILE 

Dk-line® 7 ml

VRL110



 = 1

STERILE 

Okta-line® 5 ml

VRL200



 = 1

STERILE 

INTRAOKULARE GASE

Pure-line™ SF6, rein

VRG300



 = 1

STERILE 

Pure-line™ SF6, vorgemischt mit 80% Stickstoff

VRG400



 = 1

STERILE 

Pure-line™ C2F6, rein

VRG310



 = 1

STERILE 

Pure-line™ C2F6, vorgemischt mit 84% Stickstoff

VRG410



 = 1

STERILE 

Pure-line™ C3F8, rein

VRG320



 = 1

STERILE 

Pure-line™ C3F8, vorgemischt mit 88% Stickstoff

VRG420



 = 1

STERILE 



Erklärvideo zur Vorbereitung von reinen Pure-line™ Gasen

SCAN MICH



Erklärvideo zur Vorbereitung von vorgemischten Pure-line™ Gasen

SCAN MICH

PFCL-, GAS- UND SILIKONÖL-TAMPONADEN

SILIKONÖLE

Oxane® 1300, 10 ml Spritze

VRL500



 = 1

STERILE 

Oxane® 5700, 10 ml Spritze

VRL600



 = 1

STERILE 

Oxane® Hd, 10 ml Spritze

VRL700



 = 1

STERILE 

Universal Viscous Fluid Control Pack

BL7600

- Bestandteile:
- A 10 ml Spritze
 - B Spritzenkolben
 - C schwarzer Kolben
 - D Spritzenkappe
 - E Schlauchset mit Spritzenkupplung
 - F weiblich-weiblich Adapter für Schlauchset (für DORC EVA® und Alcon Constellation®)
 - G 23G VFI Kanüle
 - H 25G VFI Kanüle
 - I Extraktionskanüle



SCAN MICH

Erklärvideo zum Anschluss des Universal Viscous Fluid Control Packs an Stellaris Elite™

STERILE   = 6

High Flow VFI Kanülen

- 20G BL7620*
- 23G BL7623
- 25G BL7625



STERILE   = 6

Silikonöl-Sammelkammer

30.90

- Silikonspitze für Entfernung von 1000 – 5000 cSt
- Silikonöl durch bestehende Kanülen
- Fußpedalgesteuerte Extrusion
- 15 ml Fassungsvermögen



STERILE   = 6

Intraokulare Färbemittel



BLutein™ Färbemittel:
Ein komplettes Portfolio ophthalmologischer Färbemittel für die intraokulare Anwendung

Das BLutein™ Sortiment umfasst Färbemittel sowohl für die Färbung des hinteren Segments als auch für die Färbung der Vorderkapsel.



SCAN MICH

QR-Code scannen für weiterführende Informationen zu den Färbemitteln

Die ersten und einzigen intraokularen Färbemittel mit Lutein

- Die BLutein™ Färbemittel enthalten alle natürlich gewonnenes Lutein
- Lutein ist ein Pigment, das physiologischerweise in der menschlichen Netzhaut vorkommt und wichtig für die allgemeine Gesundheit des Auges ist ¹⁻⁴
 - Lutein kann auch zum Schutz der Netzhaut bei Operationen beitragen:
 - durch seine Blaulichtfilterwirkung absorbiert es schädliches blaues Licht, bevor es die Netzhautzellen erreicht ^{5,6}
 - wirkt als Antioxidant, um freie Radikale zu neutralisieren, die für die Netzhautzellen schädlich sein können ⁷⁻⁹
 - Verringerung der iatrogenen Belastung des Netzhautgewebes für eine schnellere funktionelle Erholung nach der Operation ¹⁰

Referenzen

1. Buscemi S et al., Nutrients. 2018; 10: 1321.
2. Bernstein PS et al., Prog Retin Eye Res. 2016; 50: 34-66.
3. Lima VC et al., Int J Retin Vit. 2016; 2:19.
4. Beccera MO et al., J Funct Foods. 2020; 66: 103771.
5. Junghans A et al., Arch Biochem Biophys. 2001; 391:160-164.
6. Sasaki M et al., J Nutr Biochem. 2012; 23: 423-429.
7. Bian Q et al., Free Radic Biol Med. 2012; 53: 1298-1307.
8. Sundelin SP et al., Free Radic Biol Med. 2001; 31: 217-225. 9. Kim SR et al., Exp Eye Res. 2006; 82: 828-839.
10. Romano MR et al., Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018; 256: 1573-1580.

Trypanblau Vorderkapsel Färbemittel
DYE100

- 0,06 % Trypanblau
- Intraokulares Färbemittel zur Visualisierung der Vorderkapsel
- 1,0 ml Glasfläschchen

STERILE = 25



BLutein™ Phaco Lutein Vorderkapsel Färbemittel
DYE200

- 1 % lösliches Lutein; 0,04 % Trypanblau
- 0,5 ml sterile vorgefüllte Glasspritzen
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Visualisierung der Vorderkapsel
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis

STERILE = 5



BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel
DYE300

- Zur verbesserten Visualisierung des Glaskörpers während der Operation
- 2 % kristallines Lutein
- 1 ml sterile Einweg-Glasfläschchen

STERILE = 10



BLutein™ Single Lutein Blue ILM Färbemittel
DYE400

- Ermöglicht eine präzise Identifizierung der ILM während der Operation
- Verbesserte Visualisierung der ILM
- 1 % lösliches Lutein; 0,05 % PBB®
- 0,5 ml sterile vorgefüllte Glas

STERILE = 5




BLutein™ Double Lutein Blue ILM und ERM FFärbemittel
DYE500

- Ermöglicht eine präzise Identifizierung der ILM und ERM während der Operation
- Verbesserte Visualisierung während der OP
- 2 % lösliches Lutein; 0,05 % PBB®; 0,15 % Trypanblau
- 0,5 ml sterile vorgefüllte Glasspritzen

STERILE = 5




Einmal- Instrumente



EINMALVERWENDBARE INSTRUMENTE VON BAUSCH + LOMB

Einfaches Handling, konsistente Qualität und höhere Effizienz durch das qualitativ hochwertige Portfolio an Einmalinstrumenten der Marken Bausch + Lomb Storz® Ophthalmic Instruments und Synergetics®

Von 20 bis 27G



Pinnacle 360° Produktlinie

- Weniger Ermüdungserscheinungen durch ergonomisches Design
- Optimaler Zugang zur Retina aus jedem Winkel durch 360° Griff
- Schnelle Identifikation von Größen durch vollflächig farbcodierte Handgriffe



Per procedure Trays

- Individuell zusammengestellte Instrumentensets
- Perfekte Abstimmung auf präferierte OP-Techniken
- Online konfigurierbar unter www.storzeu.eu

PINZENTTEN

Endgreifende ILM Pinzette

Endgreifende Pinzette, zum Peelen von epiretinalen Membranen, sowie der Membrana limitans interna (ILM). Blendungsarmer Schaft.

23G SUI07-12
25G SUI08-12

STERILE = 12



Fine Tip Eckardt ILM Pinzette

Synergetics®

Die im Vergleich zur Standard Eckardt Pinzette dünnere Spitze bietet eine bessere Sicht und Positionierung bei ähnlichen Greifeigenschaften.

23G 09.10.23PIN
25G 09.10.25PIN

STERILE = 5



Eckardt ILM Pinzette

Synergetics

Nagelartige Greiffläche und Riefen für präzises Greifen

23G 39.08.23PIN
25G 39.08.25PIN
27G 39.08.27PIN

STERILE = 5



Tano asymmetrische ILM Pinzette

Synergetics®

Besondere Eignung für feine Membranen als auch für rigidere Membranen bei Diabetischer Retinopathie.

23G 39.03.23PIN
25G 39.03.25PIN
27G 39.03.27PIN

STERILE = 5



Asymmetrische Peeling Pinzette

Asymmetrische Pinzette, zum Peelen von epiretinalen Membranen, sowie der Membrana limitans interna (ILM). Blendungsarmer Schaft.

23G SUI03-12
25G SUI05-12

STERILE = 12




PINZENTEN

Endgreifende Pinzette

Endgreifende Pinzette, zum Peeling von epiretinalen Membranen, sowie der Membrana limitans interna (ILM). Blendungsarmer Schaft.

- 23G 65023S-12
- 25G 65025S-12
- 27G SUI13-12




Endgreifende ILM Pinzette

Synergetics®

Pinzettenartige Greiffläche; geeignet für Pinch & Peel Technik.

- 23G 09.12.23PIN
- 25G 09.12.25PIN




Endgreifende ILM Pinzette Microserrated™

Synergetics®

Dünnere Spitze als bei Standard Endgreifenden Pinzetten ermöglicht bessere Sicht; Riefen bieten eine verbesserte Greiffläche.

- 23G 39.12.23PIN
- 25G 39.12.25PIN




Reddy Endgreifende Pinzette

Synergetics®

Die Reddy End-Grasping-Pinzette zeichnet sich durch Riefen an allen Außenflächen der distalen Spitze aus, um Membranen sicher zu greifen und zu manipulieren.

- 23G 39.32.23PIN*
- 25G 39.32.25PIN



Adleberg Sklera-Fixationspinzette

Synergetics®

- 25G 11.46.25PIN



Heavy Membrane Pinzette mit gerieftem Maul

Synergetics®

Stumpfe, atraumatische Riefen verhindern Gewebeschädigungen.

- 23G 11.06.23PIN
- 25G 11.06.25PIN




PINZENTEN

Geriefte Pinzette

Vitreoretinale Pinzette mit gerieften Branchen. Riefen erlauben das sichere Greifen von Membranen. Zum Peelen und zur Manipulation insbesondere fibrotischer Membranen. Blendungsarmer Schaft.

- 23G SUI11-12
- 25G SUI12-12
- 27G SUI14-12



Fine Tip Eckardt Myopiepinzette

Synergetics®

Die im Vergleich zur Standard Eckardt Pinzette dünnere Spitze bietet eine bessere Sicht und Positionierung bei ähnlichen Greifeigenschaften. Länge: 37mm

- 23G 09.10.23PIN-M
- 25G 09.10.25PIN-M




Tewari Omnicap Myopiepinzette-Microserrated™

Synergetics®

Fein genug für ILM-Arbeit und zugleich ausreichend stabil für ERM und PVR Membranen. Länge: 37mm

- 23G 39.15.23PIN-M
- 25G 39.15.25PIN-M




Apte Corset Mehrzweck Pinzette

Synergetics®

Breite Greifflächen ermöglichen die Membrantfernung in nur einem Schritthöhe die Retina zu traumatisieren.

- 23G 39.07.23PIN*
- 25G 39.07.25PIN*



Microserrated™ Tewari Omnicap Mehrzweck Pinzette

Synergetics®

Fein genug für ILM-Arbeit und zugleich ausreichend stabil für ERM und PVR Membranen.

- 23G 39.15.23PIN
- 25G 39.15.25PIN
- 27G 39.15.27PIN*



PINZETTEN / SCHEREN

Pinzette
Synergetics®

Große Greifflächen und überragende Funktionalität durch integrierten Pick.

23G

09.05.23PIN*

STERILE

= 5

Fremdkörperpinzette
Synergetics®

Greifen großer, unregelmäßig geformter Fremdkörper.

19G

11.20PIN

STERILE

= 5

Fremdkörper - Joseph/Meredith BB Removal
Synergetics®

Speziell designt um Schrotkugeln bis 4,5mm ohne Abrutschen zu greifen.

18G

11.40PIN

STERILE

= 5

Fremdkörpermagnet
Synergetics®

Designt um Fremdkörper aus Eisen oder Stahl zu entfernen.

18G

12.21PIN

STERILE

= 5

SCHEREN

Horizontal gebogene Schere
Synergetics®

23G

23.76.23PIN

25G

23.76.25PIN

STERILE

= 5

Vertikal gebogene Schere
Synergetics®

23G

10.24.23PIN

25G

10.24.25PIN

STERILE

= 5

SCRAPER / MESSER

DDMS™ MEMBRANSCRAPER MIT DIAMANTSTAUB

Tano
Synergetics®

20G

20.04

23G

20.04.23

25G

20.04.25S

27G

20.04.27

STERILE

= 5

Tano, ausfahrbar
Synergetics®

23G

20.16.23

25G

20.16.25

STERILE

= 5

MVR MESSER

MVR Klinge
Laseredge® Plus

19G

LP7519

A: 1,37 mm


20G

LP7520

A: 1,2 mm

STERILE

= 6



BIPOLARSTIFTE / SONSTIGES

Sklera Bipolarstift,
Lemos-Konnektor

20G E7928



Bipolarstift, angeschrägt,
Lemos-Konnektor

20G E7929
23G E7930
25G E7926
27G E7932



Bipolarstift, angeschrägt,
2-Pin-Konnektor

23G E7931
25G E7924
27G E7933*



Bipolarstift, stumpf,
2-Pin-Konnektor

25G E7925



Bipolar-Konnektor, stumpf,
Lemos-Konnektor

25G E7927



SONSTIGES

Bananenstecker Adapter
CX9404



Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor
CX9400



Bipolarkabel, Lemos Adapter
CX9430



BACKFLUSH

Passives Aspirationshandstück mit
1,5 mm Soft-Tip Kanüle

23G SUJ03
25G SUJ02



Backflush- / Extrusionshandstück,
stumpfe Spitze,
Ring für Farbkodierung

25G SUJ14
27G SUJ17



Backflush- / Extrusionshandstück,
Soft-Tip Bürste,
nicht kompatibel mit Trokarsystem
mit Ventilen / Kanülensystem

23G SUJ12



Backflush- / Extrusionshandstück,
weiche Spitze,
nicht kompatibel mit Trokarsystem
mit Ventilen / Kanülensystem

23G SUJ13



Backflush- / Extrusionshandstück,
stumpfe Spitze

23G SUJ11



Backflush- Handstück,
weiche Spitze
Synergetics®

23G D31.08.23



KANÜLEN

Universal Soft-Tip Kanüle
Synergetics®

23G D30.10.23



Mikroinjektionsnadel, gewinkelt, rigide
Synergetics®

10 mm an der Spitze, schwarzer Einmalhandgriff

20G / 39G 12.02
20G / 42G 12.03



Mikroinjektionsnadel, gerade, rigide
Synergetics®

10 mm an der Spitze, schwarzer Einmalhandgriff

20G / 39G 12.12
20G / 42G 12.13



De Juan / Awh Subretinale Injektion
Synergetics®

10 mm an der Spitze

25G / 42G 12.03.25



Soft-Tip Kanüle
Synergetics®

23G 30.08.23
25G 30.08.25
27G 30.08.27



Selbsthaltende Vorderkammerkanüle
n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch

20G M2657-02/10
23G M2658-02/10*

0.64 x 3.5 mm



KANÜLEN / SONSTIGES

6mm Tip Infusionskanüle
Synergetics®

Für schwere Glaskörpereinblutungen

23G 30.32.23*
25G 30.32.25*



Hubbard Visko-Dissektionskanüle
Synergetics®

Injiziert Viskoelastikum, um Membranen
von der Retina zu trennen

25G 12.06.25



Augenbrause

33.9 mm, Plastik, einzeln verpackt

82020S




High Flow VFI Kanülen

20G BL7620*
23G BL7623
25G BL7625



Universal Viscous Fluid Control Pack
BL7600

- Bestandteile:
- A 10 ml Spritze
 - B Spritzenkolben
 - C schwarzer Kolben
 - D Spritzenkappe
 - E Schlauchset mit Spritzenkupplung
 - F weiblich-weiblich Adapter für Schlauchset (für DORC EVA® und Alcon Constellation®)
 - G 23G VFI Kanüle
 - H 25G VFI Kanüle
 - I Extraktionskanüle



Erklärvideo zum Anschluss des
Universal Viscous Fluid Control Packs
an Stellaris Elite™



SCAN MICH



IOL BERECHNUNG

Der umfassende Support-Service von Bausch+Lomb Surgical gewährleistet maximale Leistung.

Sie brauchen Unterstützung bei der **Berechnung von Premium- & Sonderlinsen?** Wir haben ein erfahrenes Berechnungsteam, welches Sie kompetent bei der IOL Kalkulation unterstützt.

E-Mail: iol-berechnungen@bausch.com



KUNDENSERVICE

Das Team des Kundenservice steht Ihnen für Rückfragen zu den Themen Bestellungen, Preisgestaltung, Produktverfügbarkeit, Rücksendungen, Lieferungen und Gutschriften zur Seite.

DEUTSCHLAND

Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 58 93 114
Fax: 01805 90 94 90 94

ÖSTERREICH

Bausch & Lomb Gesellschaft m.b.H.
Tel.: 0800 241 015
Fax: 0800 241 016

SCHWEIZ

Bausch & Lomb Swiss AG
Tel.: 0848 228 724
Fax: 0848 228 725



GLOBALE LOGISTIK

Bestellungen und Lieferungen auf der ganzen Welt werden durch das globale Netzwerk von Bausch+Lomb von Servicevertretern und Händlern sichergestellt. Die Lieferzeit unserer Produkte beträgt in etwa 24-48 Stunden.



TECHNISCHER SERVICE


Die Ingenieure von Bausch+Lomb Surgical unterlaufen regelmäßig einen strengen Zertifizierungsprozess, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Ein Monitoring-System ermöglicht Software-Updates und Datensicherungen, die bei Bedarf von Technikern vor Ort durchgeführt werden.



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die F&E-Abteilung von Bausch+Lomb Surgical konzentriert sich auf die Entwicklung technologisch innovativer Produkte. Die Produkte werden in fünf Zentren auf der ganzen Welt entwickelt: Saint Louis (Missouri, USA) für Geräte; Clearwater (Florida, USA) für Intraokularlinsen; Irvine (Kalifornien, USA) für IOL-Teile; München (Deutschland) für Laser und Heidelberg (Deutschland) für Instrumente.



HIER ENTSTEHEN UNSERE PRODUKTE

Die Produktionsstätten von **Bausch+Lomb** Surgical befinden sich in den Vereinigten Staaten und in Europa.



St. Louis, Missouri, USA

- Katarakt- und Vitreoretinales Equipment und Zubehör



Manchester, Missouri, USA

- wiederverwendbare Instrumente



O'Fallon, Missouri, USA

- Instrumente und vitreoretinales Equipment



München, Deutschland

- Laser Equipment



Eppelheim, Deutschland

- wiederverwendbare und einmalverwendbare Instrumente



Clearwater, Florida, USA

- Intraokularlinsen

Produkt Referenz	Produktname	Seite	Produkt Referenz	Produktname	Seite
018028041	Laserschutzkappe	05	55.21.23	Standard Lasersonde, gerade	44
09.05.23PIN	Pinzette	62	55.21.25	Standard Lasersonde, gerade	44
09.10.23PIN	Fine Tip Eckardt ILM Pinzette	59	55.23.23	Gebogene Lasersonde, TruCurve	44
09.10.23PIN-M	Fine Tip Eckardt Myopiepinzette	61	55.23.25	Gebogene Lasersonde, TruCurve	44
09.10.25PIN	Fine Tip Eckardt ILM Pinzette	59	55.23.27	Gebogene Lasersonde, TruCurve	44
09.10.25PIN-M	Fine Tip Eckardt Myopiepinzette	61	55.25.23	Gebogene Lasersonde, flexibel konisch	44
09.12.23PIN	Endgreifende ILM Pinzette	60	55.25.25	Gebogene Lasersonde, flexibel konisch	44
09.12.25PIN	Endgreifende ILM Pinzette	60	55.26.23	Direktionale Lasersonde, ausfahrbarer Schaft	45
100027051	Fußschalterbatterie	07	55.26.25	Direktionale Lasersonde, ausfahrbarer Schaft	12/45
10.24.23PIN	Vertikal gebogene Schere	60	55.26.27	Direktionale Lasersonde, ausfahrbarer Schaft	14/45
10.24.25PIN	Vertikal gebogene Schere	62	55.26.23E	Direktionale Lasersonde, ausfahrbare Laserfaser	10/45
11.06.23PIN	Heavy Membrane Pinzette mit gerieftem Maul	60	55.26.25E	Direktionale Lasersonde, ausfahrbare Laserfaser	45
11.06.25PIN	Heavy Membrane Pinzette mit gerieftem Maul	60	55.36.23E	Direktionale Lasersonde, invers und ausfahrbar	45
11.20PIN	Fremdkörperpinzette	62	55.36.25E	Direktionale Lasersonde, invers und ausfahrbar	45
11.40PIN	Fremdkörper - Joseph/Meredith BB Removal	62	55.47.23P	Illuminierende direktionale Lasersonde, Directional™	46
11.46.25PIN	Adleberg Sklera-Fixationspinzette	60	55.47.25P	Illuminierende direktionale Lasersonde, Directional™	46
12.02	Mikroinjektionsnadel, gewinkelt, rigide	66	55.62.23P	Illuminierende Lasersonde , ausgefahren	46
12.03	Mikroinjektionsnadel, gewinkelt, rigide	66	55.62.25P	Illuminierende Lasersonde , ausgefahren	42
12.03.25	De Juan / Awh Subretinale Injektion	66	55.70.23P	Gebogene Illuminierende Lasersonde, flexibel konisch	46
12.06.25	Hubbard Visko-Dissektionskanüle	67	55.70.25P	Gebogene Illuminierende Lasersonde, flexibel konisch	46
12.12	Makroinjektionsnadel, gerade, rigide	66	56.02.25PS	Fokaler Lichtleiter (65°)	40
12.13	Makroinjektionsnadel, gerade, rigide	66	56.12.25P	Weitwinkellichtleiter, abgeschirmte Corona (135°)	12/40
12.21PIN	Fremdkörpermagnet	62	56.22.25P	Lichtleiter Midfield (90°)	40
20.04	Tano	63	56.30.23P	Chandelier mit illuminierter Infusion, Standard	40
20.04.23	Tano	63	56.30.25P	Chandelier mit illuminierter Infusion, Standard	12/40
20.04.25S	Tano	63	56.34.25P	Chandelier mit illuminierter Infusion, High-Flow	41
20.04.27	Tano	63	56.50.25P	Awh	41
20.16.23	Tano, ausfahrbar	63	56.50.29P	Oshima Dual	41
20.16.25	Tano, ausfahrbar	63	56.54.25P	Awh Vivid - Synergetics®	41
23.76.23PIN	Horizontal gebogene Schere	64	56.54.27P	Oshima Vivid	41
23.76.25PIN	Horizontal gebogene Schere	64	57.40	Illuminationsadapter für Stellaris Elite™/Stellaris PC	44/51
30.08.23	Soft-Tip Kanüle	64	58.23STHV	Stealth Trokar-Set mit Ventilen	23
30.08.25	Soft-Tip Kanüle	66	58.25STHV	Stealth Trokar-Set mit Ventilen	23
30.08.27	Soft-Tip Kanüle	66	59081L	Viskoelastika Amvisc®	36
30.32.23	6mm Tip Infusionskanüle	67	60081L	Viskoelastika Amvisc® Plus	36
30.32.25	6mm Tip Infusionskanüle	67	65023S-12	Endgreifende Pinzette	10/56
30.90	Silikonöl-Sammelkammer	51	65025S-12	Endgreifende Pinzette	12/56
39.03.23PIN	Tano asymmetrische ILM Pinzette	59	82020S	Augenbrause	63
39.03.25PIN	Tano asymmetrische ILM Pinzette	59	AC001102-PL	Kapselspannring, 11 mm	25
39.03.27PIN	Tano asymmetrische ILM Pinzette	59	AC001202-PL	Kapselspannring, 12 mm	25
39.07.23PIN	Apte Corset Mehrzweck Pinzette	61	AC001302-PL	Kapselspannring, 13 mm	25
39.07.25PIN	Apte Corset Mehrzweck Pinzette	61	AC001402-PL	Kapselspannring, 14 mm	25
39.08.23PIN	Eckardt ILM Pinzette	59	AQ500G	Balanced Salt Solution, Glasflasche	05/11/13/15
39.08.25PIN	Eckardt ILM Pinzette	59	BL11145	Stellaris Elite™ – Anteriores System	05
39.08.27PIN	Eckardt ILM Pinzette	59	BL14455	Stellaris Elite™ – Kombiniertes System (ohne Laser)	05
39.12.23PIN	Endgreifende ILM Pinzette Microserrated™	60	BL15455	Stellaris Elite™ – Kombiniertes System (mit Laser)	05
39.12.25PIN	Endgreifende ILM Pinzette Microserrated™	60	BL2272	Laser Upgrade Kit	43
39.15.23PIN	Microserrated™ Tewari Omnicep Mehrzweck Pinzette	61	BL2295	Fußschalter Stellaris® PC	05
39.15.23PIN-M	Tewari Omnicep Myopiepinzette-Microserrated™	61	BL2394	Fußschalter Stellaris Elite	05/47
39.15.25PIN	Microserrated™ Tewari Omnicep Mehrzweck Pinzette	61	BL3118	Cutter MICST™ Sleeves (1,8)	05/28/32
39.15.25PIN-M	Tewari Omnicep Myopiepinzette-Microserrated™	61	BL3124S	2,4 mm Sleeves	32
39.15.27PIN	Microserrated™ Tewari Omnicep Mehrzweck Pinzette	61	BL3170	Stellaris® Phakohandstück	05
39.32.23PIN	Reddy Endgreifende Pinzette	60	BL3190	Adapter Kit für anteriore Vitrektomie	39
39.32.25PIN	Reddy Endgreifende Pinzette	60	BL3234	Laser AN / AUS Schlüssel (1 Set)	47
40.02-2	Iris Retraktoren, 6 pro Box	25	BL3235	Laserschutzbrille	05/47
40.02-6	Iris Retraktoren, 6 pro Box	25	BL3236	Fixierter Filter ESF Zeiss, 532 nm	47
41.00	Einmal Vitrektomiellinsen Awh nahtloser Linsenring	24	BL3237	Fixierter Filter ESF Wild, 532 nm	47
55.21.27	Standard Lasersonde, gerade	44	BL3240	2-Positionen Filter ESF Zeiss, 532 nm	47

Produkt Referenz	Produktname	Seite
BL3241	2-Positionen Filter ESF Wild, 532 nm	47
BL3242	Adapterkabel Mikroskopfilter	47
BL3244	Set an Interlock Bypass Konnektoren	47
BL3246	Laser LIO + Birne	47
BL3247	Fixierter Filter 4-Kanal ESF Leica, 532 nm	47
BL3270	Stellaris® Fragmentationshandstück	07
BL3318AS	MICS™ Nadel 1,8, 30° angewinkelt	39
BL3318S	MICS™ Nadel 1,8	39
BL3394	Grifferweiterung für Vitrektome	23
BL3420AS	MICS™ Nadel 2,0	39
BL3420S	MICS™ Nadel 2,0, 30° angewinkelt	39
BL4363	Stellaris Elite™ Zero Level Bottle Hanger - Dual Bottle	05
BL4364	Stellaris® Mayo Tray Adapter	05
BL4391	Wandladegerät für Fußschalter	05
BL4393	Fußschalter Ladestation	05
BL4394	Netzkabel für Fußschalter	05
BL5110	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack	30
BL5111	Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack	30
BL5112	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack	30
BL5113	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade	31
BL5113A	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt	31
BL5114	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade	29
BL5114A	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt	29
BL5115-1	Adaptive Fluidics™ Premium Pack	30
BL5115-2	Adaptive Fluidics™ Standard Pack	30
BL5115-3	Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Packs	30
BL5115-4	Adaptive Fluidics™ Basic Pack	30
BL5234	Chandelier mit Schieberegler	10/41
BL5235	Chandelier mit Schieberegler	12/41
BL5235S	Vivid Chandelier-Stellaris®	41
BL5237S	Vivid Chandelier-Stellaris®	14/41
BL5240	ESA Trokar-Set mit Ventilen	14/23
BL5241	Einzeltrokar mit Ventilen	23
BL5275	Stellaris® Fragmentationsnadel 15°	05
BL5277	Stellaris® Fragmentationsnadel 30°	05
BL5280	Setup Bual Infusion Kit mitkombiniertem Stellaris Elite Pack	25
BL5281	ESA Trokar-Set mit Ventilen	10/23
BL5282	ESA Trokar-Set mit Ventilen	12/23
BL5283	Einzeltrokar mit Ventilen	10/23
BL5285	Einzeltrokar mit Ventilen	12/23
BL5293	Standard Lasersonden	44
BL5293C	Gebogene Standard Lasersonde	44
BL5293L	Illuminierenden Lasersonde	46
BL5293LC	Gebogene illuminierende Lasersonde	46
BL5295	Standard Lasersonden	44
BL5295C	Gebogene Standard Lasersonde	44
BL5295L	Illuminierenden Lasersonde	46
BL5295LC	Gebogene illuminierende Lasersonde	46
BL5300	Kombiniertes Basic Pack / Schwerkraftinfusion	18/22
BL5423WVX	Posterior Packs	22
BL5425WVX	Posterior Packs	22
BL5500	Kombiniertes Basic Pack / AFI	20/22
BL5523WVX	Kombinierte Packs	22
BL5525WVX	Kombinierte Packs	22
BL5612	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	31
BL5623S	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	22/30
BL5625S	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	22/31
BL5723	Fokaler Lichtleiter (50°)	40

Produkt Referenz	Produktname	Seite
BL5725	Fokaler Lichtleiter (50°)	40
BL5823/BL5823D	Weitwinkellichtleiter (115°)	10/40
BL5825	Weitwinkellichtleiter (115°)	40
BL5823D	Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)	40
BL5825D	Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)	12/40
BL5827D	Weitwinkellichtleiter, Diffusion (135°)	14/40
BL5823M	Lichtleiter Midfield (90°)	40
BL5825M	Lichtleiter Midfield (90°)	40
BL5827M	Lichtleiter Midfield (90°)	40
BL7600	Universal viscous fluid	11/13/15/51/67
BL7620	High Flow VFI Kanülen	51/67
BL7623	High Flow VFI Kanülen	51/67
BL7625	High Flow VFI Kanülen	51/67
BLV3220000	Stellaris® Basic Phako Pack	29
BSS-10PK	Balanced Salt Solution, Plastikflasche	05/11/13/15
CC050S / CC100SL	Viskoelastika OcuCoat®	41
CX9404	Bananenstecker Adapter	64
CX9400	Bipolarkabel, Lemosä Adapter	64
CX9430	Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor	64
D30.10.23	Universal Soft-Tip Kanüle	66
D31.08.23	Backflush- Handstück, weiche Spitze	65
DP5501	Standard Sleeves (2,6)	32
DP5531	2,2 mm Sleeves	32
DP8230S	Microflow Nadel 30°	33
DP8245S	Microflow Nadel 45°	33
DP8330S	Microflow Plus Nadel 30°	33
DP8430S	Thin Tip Nadel 30°	33
DP8730S	Microflow Nadel 30°	33
DYE100	BLutein™ Trypan blue Vorderkapsel Färbemittel	55
DYE200	BLutein™ Phaco Lutein Vorderkapsel Färbemittel	55
DYE300	BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel	10/12/14/55
DYE400	BLutein™ Single Lutein Blue ILM Färbemittel	51
DYE500	BLutein™ Double Lutein Blue Färbemittel	10/12/14/51
E7924	Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor	64
E7925	Bipolarstift, stumpf, 2-Pin-Konnektor	64
E7926	Bipolarstift, angeschrägt, Lemosä Adapter	64
E7927	Bipolar-Konnektor, stumpf, Lemosä-Konnektor	64
E7928	Sklera Bipolarstift, Lemosä Adapter	64
E7929	Bipolarstift, angeschrägt, Lemosä Adapter	64
E7930	Bipolarstift, angeschrägt, Lemosä Adapter	64
E7931	Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor	64
E7932	Bipolarstift, angeschrägt, Lemosä Adapter	64
E7933	Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor	64
EYEFILL-SC	Viskoelastika EYEFILL®-SC.	40
EYEFILL-C-WST	Viskoelastika EYEFILL® C.	40
EYEFILL-HD-WST	Viskoelastika EYEFILL® H.D	11/13/15/37
EYEFILL-M	Viskoelastika EYEFILL® M.B.	36
LP7519	MVR Klinge	64
LP7520	MVR Klinge	63
M2657-02/10	Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch	64
M2658-02/10	Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch	64
SE5423MVB / SE5423WVB	Posterior - Bi-Blade®	16
SE5423WV	Posterior - Single Blade	16
SE5425MVB / SE5425WVB	Posterior - Bi-Blade®	16
SE5425WV	Posterior - Single Blade	16
SE5427MVB / SE5427WVB	Posterior - Bi-Blade®	16
SE5423WBB+	Posterior - Bi-Blade™ +	19
SE5425WBB+	Posterior - Bi-Blade™ +	19

Produkt Referenz	Produktname	Seite
SE5427WBB+	Posterior - Bi-Blade™ +	19
SE5523WBB+	Kombiniert - Bi-Blade™ +	19
SE5525WBB+	Kombiniert - Bi-Blade™ +	19
SE5527WBB+	Kombiniert - Bi-Blade™ +	19
SE5523MV / SE5523WV	Kombiniert - Single Blade	16
SE5523MVB / SE5523WVB	Kombiniert - Bi-Blade®	10/17
SE5525MV / SE5525WV	Kombiniert - Single Blade	12/17
SE5525MVB	Kombiniert - Bi-Blade®	17
SE5527MVB / SE5527WVB	Kombiniert - Bi-Blade®	14/17
SE5620AV	Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)	31
SE5623AV	Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)	31
SE5623B	Stellaris Elite™ Bi-Blade® Vitrektomie Cutter	21
SE5625	Stellaris Elite™ Vitrektomie Cutter	21
SE5625B	Stellaris Elite™ Bi-Blade® Vitrektomie Cutter	21
SE5627B	Stellaris Elite™ Bi-Blade® Vitrektomie Cutter	21
SUH3118	Bausch + Lomb ONE™ Einweg-Phakohandstück	5/28
SUH5501	Bausch + Lomb ONE™ Einweg-Phakohandstück	5/28
SUI03-12	Asymmetrische Peeling Pinzette	59
SUI05-12	Asymmetrische Peeling Pinzette	59
SUI07-12	Endgreifende ILM Pinzette	59
SUI08-12	Endgreifende ILM Pinzette	59
SUI11-12	Geriefte Pinzette	61
SUI12-12	Geriefte Pinzette	61
SUI13-12	Endgreifende ILM Pinzette	14/60
SUI14-12	Geriefte Pinzette	61
SUJ02	Passives Aspirationshandstück mit 1,5 mm Soft-Tip Kanüle	65
SUJ03	Passives Aspirationshandstück mit 1,5 mm Soft-Tip Kanüle	65
SUJ11	Backflush- / Extrusionshandstück, weiche Spitze	65
SUJ12	Backflush- / Extrusionshandstück, Soft-Tip Bürste	65
SUJ13	Backflush- / Extrusionshandstück, weiche Spitze	65
SUJ14	Backflush- / Extrusionshandstück, stumpfe Spitze, Ring für Farbkodierung	65
SUJ17	Backflush- / Extrusionshandstück, stumpfe Spitze, Ring für Farbkodierung	65
V30PD10	Einmal Vitrektomielinsen 30° Prisma	24
VBCD10	Einmal Vitrektomielinsen Bikonkav	24
VFD10	Einmal Vitrektomielinsen Plan	24
VMD10	Einmal Vitrektomielinsen Vergrößernd	24
VWFD10	Einmal Vitrektomielinsen Vergrößernd	24
VRG300	Pure-line™ SF6, rein	11/13/15/50
VRG310	Pure-line™ C2F6, rein	50
VRG320	Pure-line™ C3F8, rein	50
VRG400	Pure-line™ SF6, vorgemischt mit 80% Stickstoff	50
VRG410	Pure-line™ C2F6, vorgemischt mit 84% Stickstoff	50
VRG420	Pure-line™ C3F8, vorgemischt mit 88% Stickstoff	50
VRL100	Dk-line® 5 ml	13/52
VRL110	Dk-line® 7 ml	11/13/15/50
VRL200	Okta-line® 5 ml	50
VRL500	Oxane® 1300, 10 ml Spritze	15/50
VRL600	Oxane® 5700, 10 ml Spritze	11/13/50
VRL700	Oxane® HD, 10 ml Spritze	52





VISIBLE LASER RADIATION
 AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
 TO DIRECT OR SCATTERED
 RADIATION
 CLASS 2 & 4 LASER PRODUCTS
 (IEC 60825-1:2007)

Aiming beam:
 Class 2, $\lambda = 635 \text{ nm}$ 1mW CW (max)
 Treatment beam:
 Class 4, $\lambda = 532 \text{ nm}$ 2W CW (max)

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007

015000642 / 4104600

 **Bausch & Lomb**
 Incorporated
 Rochester, NY 14609, USA

 **Bausch & Lomb GmbH**
 Lilienthalstraße 16,18
 69214 Eppelheim, Germany

EC REP **Bausch & Lomb GmbH**
 Brunsbütteler Damm 165 - 173
 13581 Berlin, Germany

CH REP **Bausch & Lomb Swiss AG**
 Industriestrasse 15A
 6301 Zug, Switzerland

Die digitalen Versionen unserer Produkt-Kataloge zum Download:



SCAN MICH



SCAN MICH

Deutschland
 Bausch & Lomb GmbH
 Tel.: 0800 58 93 114
www.bausch-lomb.de/surgical

Österreich
 Bausch & Lomb GmbH
 Tel.: 0800 241 015
www.bausch-lomb.at/surgical

Schweiz
 Bausch & Lomb Swiss AG
 Tel.: 0848 228 724
www.bausch-lomb.ch/surgical

kontakt-surgical@bausch.com
www.bausch-lomb.de/surgical

 Bausch + Lomb Surgical DACH

BAUSCH + LOMB